

MEDELA PERSONALFIT PLUS RINNAPUMBA LEHTER

Medela pakub erinevates suurustes PersonalFit lehtreid, et tagada maksimaalne mugavus ja tõhus pumpamine. Sobib kasutamiseks kõikide Medela rinnapumpadega. Saadaval S (21 mm), M (24 mm), L (27 mm), XL (30 mm), XXL (36 mm) lehtrid. Õigesti valitud lehtri suurus väldib piimajuhade kokkusurumist ja tagab optimaalse rinnatühjendamise ja maksimaalse piimaväljutamise.

Puhastamine: kasutage puhast joogivett. Puhastage kohe pärast kasutamist, vältimaks bakterite paljunemist. Olge ettevaatlik, kui kasutate harja, et mitte vigastada osasid. Kontrollige osasid enne igat kasutamist. Vahetage purunenud või kulunud osad.

Tootja: Medela AG Šveits.

Maaletooja: Mediq Eesti OÜ, tel. 6 515 151, www.mediq.ee